

＜エアロチャンバーの洗浄方法＞

項 目	説 明	
洗浄の目安	1週間に1回程度。チャンバーの汚れがひどい場合は適宜洗浄する。	
洗浄手順	①	エアロチャンバーの取り外し可能部分をあらかじめ外しておく。
	②	流水で軽く洗い流す。チャンバー部分が白く濁っている場合は、柔らかい布等で拭き取る。
	③	中性洗剤(食器用または食洗機用洗剤)や消毒剤(ミルトン®)を薄めたぬるま湯へ浸け置きする。浸け置きの時間は、各洗剤・消毒剤の使い方を参考とする。
	④	浸け置き後、流水で軽く洗い流す。
	⑤	自然乾燥させる。

作成 済生会宇都宮病院薬剤部

2017年4月1日

(参考 HP : https://amco.co.jp/safety/docs/エアロチャンバープラスFAQ%E3%80%802014_0218.pdf)